



Отдел продаж:
+7(347) 292-39-83
+7(347) 292-73-82
Сервис (факс):
+7 (347) 292-15-42
info@grant-ufa.ru
www.grant-ufa.ru

Аппарат для определения условной вязкости битумов ВУБ-04

Назначение и область применения

ВУБ-04 предназначен для определения условной вязкости нефтяных битумов путем измерения времени, в течение которого определенное количество битума протекает через калиброванное отверстие цилиндра при заданной температуре.

Отличительные особенности:

- большой графический дисплей делает управление более удобным для пользователя;
- интерфейс USB для связи с ПК;
- для повышения удобства эксплуатации технологический и электронный блоки объединены;

ВУБ-04 автоматически обеспечивает:

- поддержание заданной температуры в термостате;
- измерение и индикацию температуры продукта и температуры в термостате;
- открытие отверстия истечения при достижении температуры испытания;
- включение и выключение электронного секундомера по уровням продукта в мерном цилиндре;
- индикацию результатов испытаний на цифровом табло;
- представление результатов в виде таблиц или графиков на ПК;
- звуковую сигнализацию окончания анализа.

ГОСТ 11503-74 ГОСТ Р 52128* ГОСТ Р 55421

Принадлежности общие:

мерный цилиндр - 2 шт.;
сито по ГОСТ 6613 - 1 шт.*;
интерфейсный кабель USB - 1 шт.;
втулка для метрологии - 1 шт.;
сетевой кабель - 1 шт.;
диск с программным обеспечением - 1 шт.

Принадлежности по ГОСТ 11503:

стакан рабочий 1 - 2 шт.;
затвор 1 - 2 шт.

Принадлежности по ГОСТ Р 55421*:

стакан рабочий 2 - 2 шт.;
затвор 2 - 2 шт.

* По специальному заказу

Технические характеристики

Температура водяной бани (температура испытания), °С	от 30 до 85 (от 20 до 85)**
Отклонение поддержания температуры испытания, °С	±0,2
Диапазон измерения времени истечения (условной вязкости), с	0,1 ... 3000
Отклонение измерения времени истечения, %	±1,0
Объем истечения продукта, см ³	50 (от 25 до 75)
Потребляемая мощность, Вт, не более	1000
Параметры питания, В; Гц	220; 50
Габариты (ШхГхВ), мм	245x285x600 (280x285x600)**
Масса, кг, не более	15

** модификация ВУБ-04.01

Программное обеспечение позволяет:

- регистрировать данные с аппарата;
- выводить полученные данные в табличной и графической форме;
- записывать полученные данные в файл;
- распечатывать полученные графики на принтере;
- просматривать ранее сохраненные данные;
- распечатывать протоколы анализов.